

PHILIPS

sonicare

Правила чистки зубов



1
Нанесение
зубной пасты



2
Расположение
зубной щетки



3
Чистка от зуба
к зубу




4
Внутренние
поверхности



5
Жевательные
поверхности



6
Задние зубы



7
Длительность
чистки –
2 минуты



8
Меняйте
насадку
каждые
полгода

подробности на:

www.philips.ru/sonicare

PHILIPS

sonicare

Правила чистки зубов

1 Нанесение
зубной пасты



2 Расположение
зубной щетки



3 Чистка от зуба
к зубу



4 Внутренние
поверхности




5 Жевательные
поверхности



6 Задние зубы



7 Длительность
чистки –
2 минуты



8 Меняйте
насадку
каждые
полгода



подробности на:
www.philips.ru/sonicare

PHILIPS


sonicare

DiamondClean



Просто

31000 выметающих движений в минуту, таймеры Smartimer и uadraser, уникальный дизайн и насадки гарантируют безупречное качество чистки зубов без усилий и навыков.



Эффективно

Динамический поток жидкости (эффект ирригатора) до 100% лучше удаляет налёт из труднодоступных мест и межзубных промежутков



Безопасно

закругленные лазером щетинки не травмируют эмаль зубов, десны и не наносят вреда ортодонтическим конструкциям



PHILIPS
sonicare

DiamondClean

Легкий способ
превосходной
чистки зубов





PHILIPS

sonicare

FlexCare Platinum

Больше инноваций —
меньше налета
в межзубных
промежутках

PHILIPS

sonicare

FlexCare Platinum

Больше инноваций – меньше
налета в межзубных
промежутках



подробности на:
www.philips.ru/sonicare