

РАССКАЖИТЕ ПАЦИЕНТАМ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ИХ ПОЛОСТИ РТА

и подскажите индивидуальные решения, которыми они могли бы воспользоваться



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ



Oral-B – марка зубных щеток №1, рекомендуемая большинством стоматологов мира*

* по данным исследования, проведенного в 2011-2012 году агентством Attitude Measurement Corporation среди репрезентативной выборки стоматологов

4

слагаемых
превосходной чистки

Обычная мануальная щетка

Электрическая щетка

<p>Человек может совершать 400-600 возвратных движений в минуту**†1</p>	 <p>Эффективное удаление налёта</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Совершает до 8800 возвратно-вращательных движений в минуту ✓ Удаляет до 100% больше налёта по сравнению с обычной мануальной щеткой¹
<p>X Человек может оказывать чрезмерное давление на ткани полости рта, используя мануальную щетку</p>	 <p>Оптимальное давление при чистке</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Автоматические визуальные индикаторы и сенсоры, предупреждающие Вас о том, что Вы оказываете излишнее давление на ткани полости рта
<p>X Человек может очищать менее тщательно труднодоступные участки полости рта, используя мануальную щетку</p>	 <p>Тщательная чистка всех участков полости рта</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Достигает труднодоступных областей и межзубных промежутков ✓ SmartGuide® помогает Вам тщательно почистить каждый из четырех квадрантов полости рта¹
<p>X Человек часто думает, что чистит зубы 2 минуты, однако, на самом деле, это не так</p>	 <p>Рекомендованное время чистки</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SmartGuide® помогает чистить зубы рекомендованные 2 минуты¹


*Лабораторные исследования P&G, 2011.

†На основании частоты 200-300 движений в минуту.

¹SmartGuide поставляется только с моделью Oral-B® Triumph 5000.

Reference: 1. Data on file, P&G.

Что Вам необходимо знать



Состояние полости рта	Признаки/симптомы	Если не проводить гигиенических процедур
Здоровая полость рта	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствие стоматологических проблем 	<ul style="list-style-type: none"> Возможно образование бактериального налёта, что приводит к воспалению дёсен Могут образоваться кариозные полости
Кариозные полости	<ul style="list-style-type: none"> Разрушенные под действием продолжительного метаболизма бактерий участки зубов На ранних стадиях часто не заметны 	<ul style="list-style-type: none"> Возможны осложнения (пульпит, пародонтит) Потеря зубов
Заболевания дёсен	<ul style="list-style-type: none"> Покраснение и отечность дёсен Кровоточивость после чистки щеткой или нитью 	<ul style="list-style-type: none"> Оголение шейки зуба Потеря костной ткани Потеря зуба

Здоровая полость рта,
Кариозные полости,
Заболевания дёсен



Чем может помочь Oral-B®




Oral-B® Precision Clean®

- Превосходное очищение каждого зуба*
- Мультифункциональные пучки щетинок
- Деликатный 3D-охват зуба
- Глубокая очистка между зубами
- Помогает предотвращать кариес и первые признаки заболеваний дёсен

*по сравнению с обыкновенной мануальной щеткой.

Что Вам необходимо знать



Состояние полости рта	Признаки/симптомы	Если не проводить гигиенических процедур
Здоровая полость рта	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствие стоматологических проблем 	<ul style="list-style-type: none"> Возможно образование бактериального налёта, что приводит к воспалению дёсен Могут образоваться кариозные полости
Кариозные полости	<ul style="list-style-type: none"> Разрушенные под действием продолжительного метаболизма бактерий участки зубов На ранних стадиях часто не заметны 	<ul style="list-style-type: none"> Возможны осложнения (пульпит, пародонтит) Потеря зубов
Заболевания дёсен	<ul style="list-style-type: none"> Покраснение и отечность дёсен Кровоточивость после чистки щеткой или нитью 	<ul style="list-style-type: none"> Оголение шейки зуба Потеря костной ткани Потеря зуба

Здоровая полость рта,
Кариозные полости,
Заболевания дёсен




Чем может помочь Oral-B®



Oral-B® TriZone

- Чистка TriZone для тех, кто предпочитает привычную технику чистки мануальной щеткой
- Пульсирующие, выметающие и стационарные щетинки и подвижный силовой выступ
- Эффективная чистка:
 - дистальной группы
 - поверхностей зуба
 - межзубных промежутков
- Помогает предотвращать кариес и первые признаки заболеваний дёсен

Что Вам необходимо знать



Состояние полости рта	Признаки/симптомы	Если не проводить гигиенических процедур
Бактериальный зубной налёт	<ul style="list-style-type: none"> • Липкая желтая пленка, формирующаяся на поверхности зуба • Часто накапливается в труднодоступных участках (моляры и межзубные промежутки) 	<ul style="list-style-type: none"> • Зубной камень • Заболевания дёсен
Зубной камень	<ul style="list-style-type: none"> • Твердые отложения на поверхностях зубов 	<ul style="list-style-type: none"> • Способствует развитию заболеваний дёсен

Бактериальный зубной налёт, Зубной камень



Чем может помочь Oral-B®



Oral-B® FlossAction®

- Уникальные щетинки MicroPulse™ проникают глубоко между зубами
- Вычищает более 92% налёта из труднодоступных участков
- Используется для удаления плотного бактериального налёта и зубного камня

Что Вам необходимо знать



Состояние полости рта	Признаки/симптомы	Если не проводить гигиенических процедур
Пигментированный зубной налёт	<ul style="list-style-type: none"> Тёмные или желтые пятна на зубах от продуктов питания, напитков, курения 	<ul style="list-style-type: none"> Пятна будут сохраняться Могут потребоваться более серьёзные методы удаления пигментированного налёта

Пигментированный зубной налёт



Чем может помочь Oral-B®



Oral-B® 3D White™

- Созданы с учетом опыта профессиональных стоматологических полировочных инструментов
- Специальная полировочная чашечка сохраняет в себе зубную пасту и охватывает контуры зуба
- Используется для удаления пигментированного налёта и восстановления естественного цвета зуба

Что Вам необходимо знать



Состояние полости рта	Признаки/симптомы	Если не проводить гигиенических процедур
Воспаленные дёсны	<ul style="list-style-type: none"> • Покраснение, отечность, раздражение дёсен, вызванное чрезмерным скоплением налёта 	<ul style="list-style-type: none"> • Заболевания дёсен
Чувствительные зубы	<ul style="list-style-type: none"> • Боль во время приема пищи, реакция на горячую/холодную пищу или напитки 	<ul style="list-style-type: none"> • Процедуры индивидуальной гигиены полости рта становятся болезненными, что приводит к снижению эффективности • Убыль десны • Проблемы с корнем зуба
Пародонтит (тяжелая форма заболевания дёсен)	<ul style="list-style-type: none"> • Убыль десны • Карман между зубом и десной 	<ul style="list-style-type: none"> • Подвижность зубов • Потеря костной ткани • Потеря зуба



Чем может помочь Oral-B®



Oral-B® Sensitive

- Щетинки Extra Soft™ из мягких, гофрированных нитей
- Используется для деликатной чистки чувствительных зубов и воспаленных дёсен

Воспаленные дёсны,
Чувствительные зубы,
Пародонтит

Что Вам необходимо знать



Вид конструкции

Имплантаты,
Мостовидные протезы,
Коронки

Что необходимо делать

- Поддерживать эффективное удаление зубного налета до и после процедуры протезирования

В противном случае

- Конструкция может быть повреждена и её необходимо будет заменить



Чем может помочь Oral-B®



Oral-B® Sensitive

- Щетинки Extra Soft™ из мягких, гофрированных нитей
- Используется для деликатной чистки чувствительных зубов и воспаленных дёсен




Oral-B® Interspace

- Щетинки Interspace очищают участки около имплантатов, мостов, коронок
- Используется для глубокой очистки труднодоступных участков

Имплантаты,
мостовидные протезы,
коронки

Что Вам необходимо знать



Вид конструкции	Признаки / симптомы	В противном случае
Ортодонтические	<ul style="list-style-type: none"> • Образование налёта вокруг брекетов 	<ul style="list-style-type: none"> • Время ортодонтического лечения может быть увеличено • Заболевания дёсен • Кариозные полости • Пигментированный налёт



Чем может помочь Oral-B®



Oral-B® Interspace

- Щетники Interspace очищают участки около имплантатов, мостов, коронок
- Используется для глубокой очистки труднодоступных участков



Oral-B® Ortho

- Специально разработана для чистки ортодонтических конструкций и участков зубов около них
- Используется для эффективного удаления налёта для снижения воспалений дёсен

1

Эффективно удаляйте налёт—
Любая насадка Oral-B обеспечивает до 100% больше удаления зубного налета по сравнению со обычной мануальной зубной щеткой. Выберите ту, которая подходит для ваших потребностей.

2

Применяйте нужное давление на ткани полости рта —
Визуальные датчики давления предупредят Вас, когда Вы окажете чрезмерное давление.

3

Чистка не менее 2 минут —
Для достижения хороших результатов зубы и десны чистят минимум два раза в день в течение 2 минут. SmartGuide поможет Вам, направляя во время чистки зубов.

4

Чистите полость рта основательно —
SmartGuide помогает последовательно и тщательно очистить все 4 квадранта, визуальнo демонстрируя период чистки каждого из них.



Сделано в Германии