

## TANITA MC-780 MA

### Kehonkoostumusanalysointilaite

Tanita MC-780 MA monitaajuusanalysointilaite soveltuu erittäin hyvin mittaustilanteisiin, joissa tarvitaan nopeaa (20 sek.) ja tarkkaa kehonkoostumusmittausta. Toimii erinomaisesti myös matkakäytössä.



- Mittaa arvot sekä koko keholle, että raajoille ja keskivartalolle erikseen, jolloin saat selville myös puolierot.
- Laitteen mittaamat metabolinen ikä ja viskeraalisen rasvan arvo ovat erinomaisia motivaattoreita elämäntapamuutoksille.
- Laitteen mukana tulee suomenkielinen PC-ohjelmisto, jolla tallennat, analysoit ja tulostat monipuoliset väriraportit asiakkaalle.
- Ohjelmistosta saat myös vertailut ja ryhmäraportit ja seuraat asiakkaan kehitystä.
- Ohjelmiston kautta tulostus mille tahansa tulostimelle, suoraan laitteelta PictBridge tulostus.
- Tulosten lähetytys asiakkaalle PDF-muotoisena.
- Laite on kevyt (15kg) ja helppo kuljettaa.
- Mitattavan henkilön maksimipaino 270 kg ja tarkkuus 100g.
- Hyväksytty lääketieteelliseen käyttöön MDD NAWI luokka III.



**KYSY  
TARJOUSTA!**  
info@hurlabs.com

**KANNETTAVA  
MALLI**

myös  
saatavana

#### Koko kehon arvot:

- Rasvaprosentti %
- Rasvan massa kg
- Rasvaton massa kg
- Lihasmassa kg
- Kehon nestepitoisuus (TBW)
- Solun ulkopuolinen vesimäärä (ECW)
- Solun sisäpuolinen vesimäärä (ICW)
- Painoindeksi (BMI)
- Luumassa kg
- Vartalotyyppi
- Viskeraalisen rasvan arvo
- Perusaineenvaihdunta kcal
- Kehon metabolinen ikä

#### Laitteen erittelemät tulokset molemmille jaloille, käsiille ja keskivartalolle:

- Lihasmassa kg
- Lihasmassan tasapaino
- Lihasmassa-arvo
- Rasvaprosentti %
- Rasvan massa kg
- Rasvan tasapaino
- Reaktanssi / resistanssi

# TANITA MC-780 MA

## Esimerkkiraportti

